

Wb, Elisa용 항-Amy1A 다클론 항체 - P04745

품목 번호: CM0014071

소개

마우스와 교차 반응성을 가지는 WB 및 ELISA 검증 완료된 AMY1A 토끼 다클론 항체입니다. 진단 및 연구 환경에서 인간 알파 아밀라아제 검출을 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AMY1A 토끼 pAb
비고/별칭	AMY1; AMY1A
종	인간
유전자ID (인간)	276
유전자ID	276
면역원	인간 AMY1A (NP_004029.2)의 아미노산 16-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P04745
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스 팩