

Anti-Amy1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P04745

품목 번호: CM0026552

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 AMY1A 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스 및 래트 AMY1A(예측 57 kDa)를 검출합니다. 탄수화물 대사 연구 및 IVD 분석 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMY1A Rabbit pAb
비고/별칭	AMY1; AMY1A
종	인간
GeneID (Human)	276
GeneID	276
면역원	제조항 단백질; 인간 AMY1A (NP_004029.2)의 아미노산 16-200에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04745
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백