

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Amy2A 토끼 다클로날 항체 - P04746

품목 번호: CM0025677



소개

인간 AMY2A(췌장 알파-아밀라아제)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 탄수화물 대사 및 소화 효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMY2A Rabbit pAb
비고/별칭	PA; AMY2; AMY2A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	279
GeneID	279
면역원	인간 AMY2A (NP_000690.1)의 아미노산 16-511에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P04746
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)