

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항아밀린/Dap 토끼 단클론 항체 - P10997

품목 번호: CM0007301



소개

인간 Amylin/DAP (IAPP)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 대사성 질환 및 당뇨병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Amylin/DAP 토끼 단클론 항체
비고/별칭	DAP; IAP; Amylin/DAP
종	인간
유전자 ID	3375 (인간)
면역원	인간 Amylin/DAP (NP_000406.1)의 아미노산 34-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10997
단백질 분자량	10kDa
배송 방식	아이스 팩