


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Anapc11 폴리클로날 항체 - Q9Nyg5

품목 번호: CM0013242



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 토끼 폴리클로날 ANAPC11 항체입니다. 인간 및 쥐 ANAPC11 (APC11, 10 kDa, Q9NYG5)를 검출합니다. 세포 주기 및 유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANAPC11 Rabbit pAb
비고/별칭	APC11; Apc11p; HSPC214; ANAPC11
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51529
GeneID	51529
면역원(Immunogen)	인간 ANAPC11 (NP_001002245.1)의 아미노산 1-84에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Mouse)
SWISS	Q9NYG5
단백질 분자량	10kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)