


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Anapc5 다클론 항체 - Q9Ujx4

품목 번호: CM0030183



소개

ANAPC5에 대한 KO 검증된 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 적합합니다. 핵심 후기축진 복합체 서브유닛인 인간, 마우스 및 래트 ANAPC5를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증완료] ANAPC5 토끼 pAb
비고/별칭	APC5; C5
종	인간
유전자ID (인간)	51433
유전자ID	51433
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UJX4
단백질 분자량	85kDa
배송 방식	아이스팩