

Wb, Elisa용 항Anapc7 다클론 항체 - Q9Ujx3

품목 번호: CM0022931



소개

인간 ANAPC7(APC7, APC/C 서브유닛)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, ELISA에 적합하며 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 유비퀴틴화 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANAPC7 토끼 pAb
비고/별칭	APC7; FERBON; ANAPC7
종	인간
유전자ID	51434
면역원	인간 ANAPC7 (NP_057322.2)의 아미노산 50-150 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UJX3
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백