

Wb, Ip, Ihc-P, Mihc, If-P, Elisa용 안드로겐 수용체(Anti-Androgen Receptor) 단일클론 항체 - P10275

품목 번호: CM0002775



소개

인간 안드로겐 수용체(P10275)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 안드로겐 신호 전달 및 암 연구에서 WB, IP, IHC-P, IF-P, mIHC 및 ELISA 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	안드로겐 수용체 토끼 mAb
비고/별칭	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA; 안드로겐 수용체
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	367
GeneID	367
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IP, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P10275
단백질 분자량	99kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)