


Anti-Ang (Angiogenin) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P03950

품목 번호: CM0014199



소개

인간 Angiogenin (ANG, RNase5)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 혈관신생, 스트레스 반응 및 rRNA 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANG Rabbit pAb
비고/별칭	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	283
GeneID	283
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 ANG (NP_001136.1)의 아미노산 25-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	P03950
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스백