


Anti-Angiotensinogen Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01019

품목 번호: CM0016210



소개

인간 안지오텐시노겐(AGT/SERPINA8)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. RAS 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Angiotensinogen Rabbit pAb
비고/별칭	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Angiotensinogen
종	인간
GeneID (Human)	183
GeneID	183
면역원	인간 안지오텐시노겐의 아미노산 35-485에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질 (NP_000020.1)
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01019
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백