


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Angpt1 토끼 단클론 항체 - Q15389

품목 번호: CM0012106



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 항-ANGPT1 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 ANGPT1을 인식합니다. 혈관신생, 혈관 발달 및 내피 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ANGPT1 토끼 mAb
비고/별칭	AGPI; AGPT; ANG1; HAE5; AGPT-1; ANGPT1
종	인간
유전자 ID (인간)	284
유전자 ID	284
면역원	합성 펩타이드 (인간 ANGPT1의 아미노산 200-300, Q15389)
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15389
단백질 분자량	58k Da
배송	아이스백