


Anti-Angpt1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q15389

품목 번호: CM0028210



소개

Angiopoietin-1 (ANGPT1)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 쥐, 래트와 반응. 혈관신생 및 혈관 안정성 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANGPT1 Rabbit pAb
비고/별칭	AGP1; AGPT; ANG1; HAE5; AGPT-1; ANGPT1
종	인간
GeneID (Human)	284
GeneID	284
면역원	인간 ANGPT1 (NP_001137.2)의 아미노산 277-498 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15389
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백