


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Angpt2 토끼 단일클론 항체 - O15123

품목 번호: CM0003023



소개

인간 ANGPT2(혈관신생인자-2)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 57kDa 단백질을 인식합니다. 혈관신생 및 림프관신생 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANGPT2 토끼 단일클론항체
비고/별칭	ANG2; AGPT2; LMPHM10; ANGPT2
종	인간
유전자 ID (인간)	285
유전자 ID	285
면역원	인간 ANGPT2 (O15123)의 아미노산 300-400 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15123
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩