


Wb, Elisa용 Anti-Angptl3 다클론 항체 - Q9Y5C1

품목 번호: CM0014448



소개

인간 ANGPTL3을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 권장되며 마우스와 교차 반응합니다. 지질 대사 및 혈관신생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANGPTL3 토끼 pAb
비고/별칭	ANL3, ANG-5, FHBL2, ANGPT5, ANGPTL3
종	인간
GeneID	27329 (인간)
면역원	인간 ANGPTL3(NP_055310.1)의 아미노산 231-460에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9Y5C1
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩