


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Angptl3 토끼 단일클론 항체 - Q9Y5C1

품목 번호: CM0009856



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 항-ANGPTL3 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 래트 ANGPTL3와 반응합니다. 지질 대사, 혈관신생 및 지방세포 생물학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ANGPTL3 토끼 mAb
비고/별칭	ANL3; ANG-5; FHBL2; ANGPT5; ANGPTL3
종	인간
유전자 ID (인간)	27329
유전자 ID	27329
면역원	합성 펩타이드: 인간 ANGPTL3 (Q9Y5C1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y5C1
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스백