

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Angptl4 다클론 항체 - Q9By76

품목 번호: CM0024109



소개

인간 ANGPTL4에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며 지질 대사, 혈관 신생 및 포도당 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANGPTL4 토끼 pAb
비고/별칭	NL2, ARP4, FIAF, HARP, PGAR, HFARP, TGQTL, UNQ171, pp1158, ANGPTL4
종	인간
유전자ID	51129
면역원	인간 ANGPTL4 (NP_647475.1)의 아미노산 26-170에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9BY76
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스백