

Wb, Elisa용 항-Angptl5 토끼 다클론 항체 - Q86Xs5

품목 번호: CM0018540

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 ANGPTL5 토끼 pAb입니다. 주로 성인 심장에서 발현되는 분비 당단백질인 인간 ANGPTL5와 반응합니다. 심혈관 연구 및 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANGPTL5 토끼 pAb
비고/별칭	ANGPTL5
종	인간
유전자ID (인간)	253935
유전자ID	253935
면역원	재조합 단백질 인간 ANGPTL5 (NP_835228.2)의 아미노산 1-388에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86XS5
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스 팩