


If/Icc, Elisa용 Anti-Ank3 폴리클로날 항체 - Q12955

품목 번호: CM0021412



소개

인간 ANK3/Ankyrin-G를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었으며 인간과 마우스와 교차 반응합니다. 신경과학, 근육 및 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANK3 Rabbit pAb
비고/별칭	MRT37; ANKYRIN-G; ANK3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	288
GeneID	288
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q12955
단백질 분자량	480kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)