

Wb, Elisa용 Anti-Ankhd1 폴리클로널 항체 - Q8Iwz3

품목 번호: CM0023143

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 인간 ANKHD1 (MASK) 검출을 위한 Anti-ANKHD1 토끼 폴리클로널 항체입니다. 이 스캐폴딩 단백질은 백혈병 세포 표현형 및 세포자멸사 조절과 관련이 있습니다. 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANKHD1 Rabbit pAb
비고/별칭	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	54882
GeneID	54882
면역원	인간 ANKHD1 (NP_060217.1)의 아미노산 1620-1800에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8Iwz3
단백질 분자량	269kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)