

Wb 및 Elisa용 항-Ankhd1 토끼 다클론 항체 - Q8Iwz3

품목 번호: CM0027684

소개

인간 ANKHD1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 백혈병 세포 생물학, 세포사멸 및 골격 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANKHD1 토끼 pAb
비고/별칭	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
종	인간
유전자ID (인간)	54882
유전자ID	54882
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q8Iwz3
단백질 분자량	269kDa
배송 방식	아이스 팩