

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ankle2 토끼 다클론 항체 - Q86Xl3

품목 번호: CM0021378

소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 ANKLE2 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫드의 ANKLE2를 검출합니다. 유사분열 핵막 재조립 및 뇌 발달 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                     |
|-------------|---------------------------------------|
| 제품명         | ANKLE2 토끼 pAb                         |
| 비고/별칭       | Lem4; LEMD7; MCPH16; KIAA0692; ANKLE2 |
| 종           | 인간                                    |
| 유전자 ID (인간) | 23141                                 |
| 유전자 ID      | 23141                                 |
| 면역원         | 재조합 단백질                               |
| 출처          | 토끼                                    |
| 분류          | 다클론 항체                                |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                           |
| SWISS       | Q86XL3                                |
| 단백질 분자량     | 104kDa                                |
| 배송          | 얼음팩                                   |