

Wb, Elisa용 Anti-Ankrd1 단일클론 항체 - Q15327

품목 번호: CM0005691

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 유래 anti-ANKRD1 단일클론 항체입니다. 내피 세포 활성화 및 심장 유전자 조절에 관여하는 심장 안키린 반복 단백질인 인간 및 마우스 ANKRD1(36 kDa)과 반응합니다. IVD 연구 및 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANKRD1 Rabbit mAb
비고/별칭	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
종	인간
GeneID (인간)	27063
GeneID	27063
면역원	인간 ANKRD1 (NP_055206.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15327
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백