

Wb 및 Elisa용 Anti-Ankrd1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q15327

품목 번호: CM0026991

소개

인간 ANKRD1(심장 안키린 반복 단백질)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 심혈관 및 내피 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANKRD1 Rabbit pAb
비고/별칭	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
종	인간
유전자 ID (인간)	27063
유전자 ID	27063
면역원	인간 ANKRD1 (NP_055206.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15327
단백질 분자량	36 kDa
배송	아이스백