

Wb 및 Elisa용 Anti-Ankrd1 Rabbit Polymab® - Q15327

품목 번호: CM0006709

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-ANKRD1 Rabbit PolymAb®. 심장 전사 인자이자 내피 세포 활성화 마커인 인간, 마우스, 랫드 ANKRD1(CARP)을 검출합니다. 세포사멸 및 심혈관 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANKRD1 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2
종	인간
GeneID (인간)	27063
GeneID	27063
면역원	인간 ANKRD1 (NP_055206.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15327
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백