

Wb, Elisa용 항-Ankrd28 토끼 다클론 항체 - O15084

품목 번호: CM0028037

소개

인간 ANKRD28(PITK/FAP79)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. PP6 매개 탈인산화 및 세포 이동 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 파라미터       | 값                                                              |
| 제품명        | ANKRD28 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭      | PITK; FAP79; CFAP79; PPP1R65; ANKRD28                          |
| 종          | 인간                                                             |
| 유전자ID (인간) | 23243                                                          |
| 유전자ID      | 23243                                                          |
| 면역원        | 인간 ANKRD28 (NP_056014.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 |
| 기원         | 토끼                                                             |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스                                                        |
| SWISS      | O15084                                                         |
| 단백질 분자량    | 113kDa                                                         |
| 배송         | 아이스백                                                           |