

Anti-Ankrd46 토끼 다클로날 항체 - Q86W74

품목 번호: CM0021211

소개

ANKRD46에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트, 면역형광법 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 막 단백질 및 앤키린 반복 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANKRD46 Rabbit pAb
비고/별칭	ANK-S; GENX-115279; ANKRD46
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	157567
GeneID	157567
면역원(Immunogen)	사람 ANKRD46 (NP_001257308.1)의 아미노산 1-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q86W74
단백질 분자량(Protein Weight)	25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)