

Wb 및 Elisa용 항-Ankrd52 토끼 다클론 항체 - Q8Nb46

품목 번호: CM0024441

소개

PP6의 추정 조절 서브유닛인 인간 ANKRD52를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANKRD52 토끼 pAb
비고/별칭	ANKRD33; ANKRD52
종	인간
유전자 ID (인간)	283373
유전자 ID	283373
면역원	인간 ANKRD52 (NP_775866.2)의 아미노산 450-660에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NB46
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스 팩