


항Anln 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Nqw6

품목 번호: CM0026085



소개

인간 ANLN을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포질분열, 세포분열 및 족세포 생물학 연구에 적합합니다. C-말단 영역(아미노산 845-1124)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANLN 토끼 pAb
비고/별칭	scra; FSGS8; Scraps; ANLN
종	인간
유전자 ID (인간)	54443
유전자 ID	54443
면역원	인간 ANLN (NP_06155.2)의 아미노산 845-1124 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NQW6
단백질 분자량	124kDa
배송 방법	아이스 팩