


Wb, Elisa용 Anti-Annexin A11 단일클론 항체 - P50995

품목 번호: CM0002326



소개

사람 Annexin A11에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람 및 마우스 종에 적합합니다. 54 kDa 밴드를 검출합니다. 세포 주기 및 세포 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Annexin A11 Rabbit mAb
비고/별칭	ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Annexin A11
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	311
GeneID	311
면역원	사람 Annexin A11 (NP_001148.1)의 아미노산 276-505에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P50995
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)