

Anti-Annexin A1/Anxa1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P04083

품목 번호: CM0004648



소개

인간 Annexin A1 (ANXA1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블랏(W), 면역조직화학(IHC), 면역세포화학(ICC), 면역침전(IP) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 염증 및 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] Annexin A1/ANXA1 Rabbit mAb
비고/별칭	ANX1; LPC1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	301
면역원(Immunogen)	인간 Annexin A1/ANXA1 (NP_000691.1)의 아미노산 2-346을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P04083
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)