

Wb용 Anti-Annexin A2 다클론 항체 - P07355

품목 번호: CM0022126



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Annexin A2 토끼 다클론 항체(p36, ANX2, LIP2). 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 재조합 면역원. 칼슘 조절 막 결합 및 엔도솜 안정성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Annexin A2 토끼 pAb
비고/별칭	P36; ANX2; LIP2; LPC2; CAL1H; LPC2D; ANX2L4; PAP-IV; HEL-S-270; Annexin A2
종	인간
유전자 ID	302
면역원	재조합 단백질: 인간 Annexin A2의 아미노산 1-339에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_004030.1).
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P07355
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩