

Wb, Elisa용 항아넥신 A4/아넥신 IV 토끼 단클론 항체 - P09525

품목 번호: CM0011466



소개

인간 아넥신 A4/아넥신 IV(UniProt P09525)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 막 생물학 및 세포외분비 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	아넥신 A4/아넥신 IV 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; 아넥신 A4/아넥신 IV
종	인간
유전자 ID (인간)	307
유전자 ID	307
면역원	인간 아넥신 A4(P09525)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09525
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스 팩