

Anti-Annexin A4/Annexin Iv Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P09525

품목 번호: CM0013795



소개

인간 Annexin A4/Annexin IV를 표적하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 칼슘 의존성 막 융합 및 외분비 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Annexin A4/Annexin IV Rabbit pAb
비고/별칭	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexin A4/Annexin IV
종	Human
유전자 ID (인간)	307
유전자 ID	307
면역원	인간 Annexin A4/Annexin IV (NP_001144.1)의 아미노산 112-321에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P09525
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩