

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Annexin A5/Annexin V 다클론 항체 - P08758

품목 번호: CM0016098



소개

인간 Annexin A5(Annexin V)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응하며, 분자량은 약 36 kDa입니다. 항응고 및 혈액 응고 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Annexin A5/Annexin V 토끼 pAb
비고/별칭	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; Annexin A5/Annexin V
종	인간
유전자 ID	308
면역원	인간 Annexin A5/Annexin V의 아미노산 1-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001145.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P08758
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백