


Anti-Annexin A6/Annexin Vi 폴리클론항체, Wb, Elisa용 - P08133

품목 번호: CM0024516



소개

Anti-Annexin A6/Annexin VI 토끼 폴리클론항체, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간 및 마우스와 반응. 막 수송 및 CD21 결합에 관여하는 칼슘 결합 단백질을 표적. 세포 생물학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] Annexin A6/Annexin VI 토끼 pAb
비고/별칭	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; VI
종	인간
GeneID (인간)	309
GeneID	309
면역원	재조합 단백질 인간 Annexin A6/Annexin VI (NP_001146.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P08133
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백