

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ano1 폴리클로날 항체 - Q5Xxa6

품목 번호: CM0014823

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 검증된 토끼 폴리클로날 ANO1 항체. 인간 및 마우스와 반응합니다. 표적은 이온 운반 및 암 연구에 중요한 114kDa 칼슘 활성화 염화물 채널(TMEM16A/DOG1)입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANO1 Rabbit pAb
비고/별칭	DOG1, INDMS, TAOS2, ORAOV2, TMEM16A, ANO1
종	인간
유전자 ID (인간)	55107
유전자 ID	55107
면역원	제조합 단백질 인간 ANO1 (NP_060513.5)의 아미노산 400-500에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5XXA6
단백질 무게	114kDa
배송	아이스팩