

Wb, If/Icc, Elisa용 Ano2 토끼 다클론 항체 - Q9Nq90

품목 번호: CM0029993

소개

인간 ANO2 (아노크타민-2/TMEM16B)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 후각 및 시각에서 칼슘 활성화 염화물 채널 활성화에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANO2 토끼 pAb
비고/별칭	C12orf3; TMEM16B; ANO2
종	인간
유전자 ID (인간)	57101
유전자 ID	57101
면역원	인간 ANO2 (NP_001265526.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NQ90
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스 팩