


Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Anp32B Rabbit Monoclonal Antibody - Q92688

품목 번호: CM0005458



소개

인간, 마우스, 래트 ANP32B에 대한 WB, IF, IHC, ELISA용으로 설계되었습니다. 세포사멸, 세포주기, 전사, 바이러스 복제에 관여하는 다기능 단백질을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	ANP32B Rabbit mAb
비고/별칭	APRIL; SSP29; PHAPI2; ANP32B
종	인간
GeneID (Human)	10541
GeneID	10541
면역원	인간 ANP32B (Q92688)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92688
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백