


Wb, Elisa용 Anti-Anp32E 토끼 다클로날 항체 - Q9Btt0

품목 번호: CM0021346



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 Anti-ANP32E 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 ANP32E와 반응합니다. H2A.Z 제거에 관여하는 히스톤 케파레인(histone chaperone)을 타겟으로 합니다. IVD 연구 및 분석 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANP32E Rabbit pAb
비고/별칭	LANPL; LANP-L; ANP32E
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	81611
유전자 ID	81611
면역원(Immunogen)	인간 ANP32E (NP_112182.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BTT0
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)