

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anpep/Cd13 토끼 단일클론 항체 - P97449

품목 번호: CM0011919

소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 ANPEP/CD13(아미노펩티다제 N)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 항원 제시, 펩타이드 호르몬 처리 및 아미노산 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANPEP/CD13 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	Apn; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13
종	마우스
유전자 ID(인간)	290
유전자 ID	16790
면역원	재조합 단백질: 마우스 CD13의 아미노산 69-966에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_032512.2)
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P97449
단백질 분자량	109kDa
배송	아이스팩