

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ant1/Ant2/Ant3/Ant4 토끼 다클론 항체 - P12235 / P05141 / P12236 / Q9H0C2

품목 번호: CM0022252

소개

사람 ANT1/ANT2/ANT3/ANT4(ADP/ATP 전위효소)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 대사 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANT1/ANT2/ANT3/ANT4 토끼 pAb
비고/별칭	ANT1/ANT2/ANT3/ANT4
종	사람
GeneID (사람)	291/292/293/83447
GeneID	291/292/293/83447
면역원	합성 펩타이드 사람 ANT1(NP_001142.2)의 아미노산 200번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P12235/P05141/P12236/Q9H0C2
단백질 분자량	33kDa/32kDa/35kDa
배송	아이스팩