

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ant2/Slc25A5 단클론 항체 - P05141

품목 번호: CM0006737

소개

인간 ANT2/SLC25A5 (ADP/ATP translocase 2)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 미토콘드리아 연구 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | ANT2/SLC25A5 Rabbit mAb                                                |
| 비고/별칭                    | T2; T3; 2F1; AAC2; ANT2; ANT2/SLC25A5                                  |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                              |
| GeneID (인간)              | 292                                                                    |
| GeneID                   | 292                                                                    |
| 항원(Immunogen)            | 인간 ANT2/SLC25A5 (NP_001143.2)의 아미노산 120-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                             |
| 카테고리                     | 단클론 항체(Monoclonal Antibodies)                                          |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                               |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                         |
| SWISS                    | P05141                                                                 |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 33kDa                                                                  |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                         |