


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Anxa1 토끼 다클론 항체 - P04083

품목 번호: CM0017211



소개

인간 ANXA1(Annexin A1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 랫드 ANXA1을 검출하며, 염증 및 선천면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANXA1 토끼 pAb
비고/별칭	ANX1; LPC1; ANXA1
종	인간
GeneID (인간)	301
GeneID	301
면역원	인간 ANXA1(NP_000691.1)의 아미노산 1-346에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P04083
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩