


Anti-Anxa13 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P27216

품목 번호: CM0014752



소개

Human annexin A13 (ANXA13)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. Human, Mouse 및 Rat ANXA13와 반응합니다. 칼슘 의존성 막 결합 및 장상피 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANXA13 Rabbit pAb
비고/별칭	ISA; ANX13; ANXA13
종(Species)	Human
Gene ID (Human)	312
Gene ID	312
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 Human ANXA13 (NP_004297.2)의 아미노산 1-316에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P27216
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스백