


Wb 및 Elisa용 Anti-Anxa3 다클론 항체 - P12429

품목 번호: CM0017409



소개

Western blot 및 ELISA 검증을 거친 인간 Annexin A3(ANXA3) 표적 토끼 다클론 항체로, 인간 및 랫드에서 반응성을 나타냅니다. 포스포리파제 A2 억제 및 혈액 응고 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANXA3 토끼 pAb
비고/별칭	ANX3, ANXA3
종	인간
GeneID	306
면역원	인간 ANXA3(NP_005130.1)의 아미노산 1-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P12429
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩