


Wb용 Anti-Anxa3 폴리클로날 항체 - P12429

품목 번호: CM0025389



소개

인간 ANXA3에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 인지질분해효소 A2 억제제인 안넥신 A3를 표적으로 하며, 응고 및 인지질 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANXA3 Rabbit pAb
비고/별칭	ANX3; ANXA3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	306
GeneID	306
면역원(Immunogen)	인간 ANXA3 (NP_005130.1)의 아미노산 1-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P12429
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)