

Wb, If/Icc, Elisa용 항Anxa7 토끼 단클론 항체 - P20073

품목 번호: CM0003812



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 고품질 ANXA7 토끼 단클론 항체. 사람, 생쥐, 쥐의 ANXA7을 검출합니다. 칼슘 매개 탈분비 및 막 융합에서 아넥신 A7의 역할 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANXA7 토끼 mAb
비고/별칭	SNX; ANX7; SYNEXIN; ANXA7
종	사람
유전자 ID (사람)	310
유전자 ID	310
면역원	사람 ANXA7 (NP_001147.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P20073
단백질 분자량	53kDa
배송 방법	아이스백