

Wb 및 Elisa용 Anti-Anxa8L2 Rabbit Pab - Q5Vt79

품목 번호: CM0026169

소개

Annexin A8-like protein 1 (ANXA8L2, Q5VT79)을 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 및 랫트 샘플과 반응합니다. 진단 검사 개발을 위한 IVD 원료로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ANXA8L2 Rabbit pAb
비고/별칭	ANXA8; ANXA8L2; VAC-beta; bA145E20.2
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	728113
유전자 ID	728113
면역원(Immunogen)	사람 ANXA8L2 (NP_001265853.1)의 아미노산 1-276에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q5VT79
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)