

Wb 및 Elisa용 Anti-Aoc3 토끼 다클로날 항체 - Q16853

품목 번호: CM0023158



소개

사람 아민 산화효소 구함 3 (AOC3/VAP-1)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 아민 산화효소 기능 및 림프구 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AOC3 Rabbit pAb
비고/별칭	HPAO; SSAO; VAP1; VAP-1; AOC3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	8639
유전자 ID	8639
면역원(Immunogen)	사람 AOC3 (NP_003725.1)의 아미노산 27-190에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q16853
단백질 분자량	85kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)