


Anti-Aox1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q06278

품목 번호: CM0027923



소개

사람 AOX1 (알데하이드 산화효소 1)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 이물질 대사 및 약물 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AOX1 Rabbit pAb
비고/별칭	AO; AOH1; AOX1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	316
GeneID	316
면역원	사람 AOX1 (NP_001150.3)의 아미노산 340-590에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q06278
단백질 분자량	148kDa
배송	아이스백